

## CLAMP VASCULAIRE



- Pression étalonnée et constante
- Clamps simples ou jumelés
- Usage unique
- CE 0123

**BIEN CHOISIR  
UN CLAMP  
CLIQUEZ ICI**

### PRÉSENTATION DES CLAMPS

**PDF**

#### CLAMP VASCULAIRE Biover®

##### AVANTAGES

- Mois avec microsoudures atraumatiques pour une meilleure accroche
- Caractéristiques identiques d'un clamp à l'autre : étalementage constant
- Facile à appliquer et à enlever (pas de serrage)
- Prêt à l'emploi
- Usage unique

##### CARACTÉRISTIQUES

Le Mois Clamp Biover® offre l'assouplissement de nombreuses applications chirurgicales. Voici une petite démo qui enlève qui sont l'essence de ce produit.

##### 1. Appréhension précoce

Les clamp Biover® sont les seuls qui sont commercialisés avec une force d'appréhension précoce. Cela signifie que le clamp peut être appliquée à l'instants au niveau de l'endofibule vasculaire lors du clamping du réseau.

##### 2. Approximation des vaisseaux

Le serrage précoce du clamp permet d'assurer un équilibre entre la pression générée par le clamp pour un clamping atraumatique et efficace du réseau vasculaire et la pression exercée par les deux extrémités du vaisseau à approximer.

##### 3. Durée de vie

Les caractéristiques toute particulière de la surface des mois en contact avec l'endofibule vasculaire sont conçues pour assurer une durée de vie maximale, minimisant l'effet de frottement et en minimisant le risque de glissement.


##### 4. La couleur jaune ou verte du clamp

La couleur jaune ou verte du clamp offre une bonne visibilité sur le champ opératoire, d'autant plus que la surface non réfléchissante du clamp ne causera pas de problème d'éblouissement au microscope.

**CLIQUEZ ICI**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**PDF**



**CLIQUEZ ICI**

### PUBLICATIONS & COMMENTAIRES

**PDF**



**CLIQUEZ ICI**

### DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

**PDF**



**CLIQUEZ ICI**

**PDF**



**CLIQUEZ ICI**