


DOIGT EN MAILLET METAHUS

Dr Stéphanie Gouzou
Hôpital Universitaire de Strasbourg - France



DISTRIBUÉ PAR

Fabricant :
AREX®
3 allée du Clos Tonnerre
91120 Palaiseau - FRANCE

www.arex.fr

AREX® - 91120 PALAISEAU - FRANCE — T. +33 [0] 169 412 212 _ F. +33 [0] 169 411 110 _ info@arex.fr

AREX®
Stay the course

HK²

METAHUS

Mini fixateur externe à usage unique

1 unité HK² :

- 2 broches de même diamètre (1,2 mm ou 1,5 mm ou 1,8 mm)
- 1 connecteur pour solidariser les 2 broches

Les HK² sont vendus (non stérile) par boîte de 10 unités d'une même références soit: 20 broches et 10 connecteurs (par blocs de 2, voir photos ci-dessous).

• HK218 et HK218F

Ø 1,8 mm : RADIUS DISTAL OU MÉTACARPE

- HK218 : 2 broches de Kirschner
- HK218F : 2 broches de Kirschner filetées
- + 1 connecteur pour 2 broches



• HK215 et HK215F

Ø 1,5 mm : CARPE, MÉTACARPE OU PHALANGE

- HK215 : 2 broches de Kirschner
- HK215F : 2 broches de Kirschner filetées
- + 1 connecteur pour 2 broches



• HK212 et HK212F

Ø 1,2 mm : CARPE OU PHALANGE

- HK212 : 2 broches de Kirschner
- HK212F : 2 broches de Kirschner filetées
- + 1 connecteur pour 2 broches




La Pince HK2 [réf. HK2P] a été spécifiquement développée pour la pose du système HK².



PLIE les broches de Kirschner



SERTIT les connecteurs




COUPE NET



FRACTURE DU RADIUS DISTAL


Dr Gérard Hoel
Hôpital Universitaire de St Denis - Île de la Réunion



FRACTURE BASE CINQUIÈME MÉTACARPIEN

METAHUS


Pr Philippe Liverneaux
Hôpital Universitaire de Strasbourg



FRACTURE BASE PREMIER MÉTACARPIEN

METAHUS

Pr Philippe Liverneaux
Hôpital Universitaire de Strasbourg



FRACTURE COL CINQUIÈME MÉTACARPIEN

METAHUS

Pr Philippe Liverneaux
Hôpital Universitaire de Strasbourg

