



M TECHNOLOGIE

Gel de silicone enrichi en vitamine E pour le traitement des cicatrices anciennes ou récentes

- **Activ'M PANSEMENT**
Pansement siliconé auto-adhésif transparent composé d'un film polyuréthane et d'une couche de gel de silicone médical.
- **Activ'M Gel® CRÈME**
Gel siliconé matifiant, non gras

**ACTIV'M PANSEMENT
+ NOTICE**



CLIQUER ICI

**ACTIV'M Gel® CRÈME
+ NOTICE**



CLIQUER ICI

BON DE COMMANDE

CLIQUER ICI

**DOCUMENTS
ADMINISTRATIFS**



CLIQUER ICI



CLIQUER ICI



CLIQUER ICI