



**Matbox** - réf.: MBX +réf. couleur

**Une boîte en silicone pour protéger vos instruments chirurgicaux**


À partir d'un tapis en silicone pour stérilisation, AREX® a conçu Matbox, un conteneur destiné à transporter, protéger et garder stériles vos instruments chirurgicaux.



**DONNÉES TECHNIQUES**

Élastomère de silicone (catalyseur platine)  
Dureté: 70 Shore A  
Conforme USP VI & ISO 10993  
Bases colorantes < 1% FDA  
Dimensions utiles: 195 x 195 x 20 mm  
Dimensions hors-tout: 205 x 205 x 28 mm

**DISPONIBLE DANS LES 10 COULEURS CI-DESSOUS**



réf.: BN JA OR RO RF GR VT VA NO BL

**MBX, SUIVI PAR DEUX LETTRES SELON CODE COULEUR**

DISTRIBUTED BY



Fabricant:  
STERNE  
1, rue Jean Monnet - BP 50042  
84300 Cavaillon - FRANCE


[www.arex.fr](http://www.arex.fr)

**Matbox** - réf.: MBX +réf. couleur

**Conséquences du design des picots en silicone**


**FOND DE LA MATBOX**

Les rangées de picots sont juste en face des ouvertures latérales, ainsi les extrémités des instruments ne sortiront pas de la Matbox.



**COUVERCLE MATBOX**



Les rangées des picots souples s'emboîtent avec ceux du fond de la boîte MatboxII, ainsi les instruments sont ils maintenus en place.



**Matbox II** - réf.: MBXII +réf. couleur

**Une boîte en silicone pour protéger vos instruments chirurgicaux**

À partir d'un tapis en silicone pour stérilisation, AREX® a conçu Matbox II, un conteneur destiné à transporter, protéger et garder stériles vos instruments chirurgicaux.



**DONNÉES TECHNIQUES**

Élastomère de silicone (catalyseur platine)  
Dureté: 70 Shore A  
Conforme USP VI & ISO 10993  
Bases colorantes < 1% FDA  
Dimensions utiles: 100 x 195 x 20 mm  
Dimensions hors-tout: 115 x 215 x 28 mm

**DISPONIBLE DANS LES 10 COULEURS CI-DESSOUS**



réf.: BN JA OR RO RF GR VT VA NO BL

**MBX, SUIVI PAR DEUX LETTRES SELON CODE COULEUR**

DISTRIBUÉ PAR



Fabricant:  
STERNE  
1, rue Jean Monnet - BP 50042  
84300 Cavailon - FRANCE

[www.arex.fr](http://www.arex.fr)


Design-photo: e-monceaux.fr / réf. 223 éd.03 - © AREX® - 2018

**Matbox II**

**Conséquences du design des picots en silicone**

**FOND DE LA MATBOX II**

Les rangées de picots sont juste en face des ouvertures latérales, ainsi les extrémités des instruments ne sortiront pas de la Matbox II.



Pour écrire/décrire le contenu de Matbox

**COUVERCLE MATBOX II**

Les rangées des picots souples s'emboîtent avec ceux du fond de la boîte Matbox II, ainsi les instruments sont ils maintenus en place.

