


CLAMP VASCULAIRE à usage unique Biover®

Pression étalonnée et constante.



Mors avec microdents atraumatiques

**DISTRIBUÉ UNIQUEMENT
PAR AREX®**

CE 0123

Fabricant :
BIOVER AG
Müliweg 2
CH - 6052 Hergiswil NW

www.arex.fr

CLAMP VASCULAIRE à usage unique Biover®

Pression étalonnée et constante.

CARACTÉRISTIQUES :



- Couleur : Jaune [artère] ou verte [veine]
- Force de clampage : étalonnage constant
- Usage unique
- Mors avec microdents atraumatiques pour une meilleure accroche

AVANTAGES :

- Atroumatique
- Parfaitement visible et contrasté
- Prêt à l'emploi
- Caractéristiques identiques d'un clamp à l'autre

2 couleurs	7 tailles	7 forces de clampage	14 présentations	ø vaisseau
verte	TKF-V	15 g	jumelés ou simples	0,2 - 1 mm
verte	TKS-V	20 g	jumelés ou simples	max: 1 mm
verte	TKM-V	30 g	jumelés ou simples	1 - 2 mm
verte	TKL-V	40 g	jumelés ou simples	2 - 4 mm
jaune	TKS	40 g	jumelés ou simples	max: 1 mm
jaune	TKM	60 g	jumelés ou simples	1 - 2 mm
jaune	TKL	120 g	jumelés ou simples	2 - 4 mm

RÉE.	A	B	C	D	POIDS	FORCE
VEINE [vert]						
TKFV-1	7,0 mm	4,0 mm	2,3 mm	-	0,03 g	15 g
TKFV-2				~ 8,0 mm	0,06 g	
TKSV-1	10 mm	4,5 mm	2,5 mm	-	0,06 g	20 g
TKSV-2				~ 7,5 mm	0,13 g	
TKMV-1	11,5 mm	5,5 mm	3,0 mm	-	0,12 g	30 g
TKMV-2				~ 12,5 mm	0,25 g	
TKLV-1	15 mm	6,5 mm	3,5 mm	-	0,25 g	40 g
TKLV-2				~ 15 mm	0,50 g	
ARTÈRE [jaune]						
TKS-1	10 mm	4,5 mm	2,5 mm	-	0,06 g	40 g
TKS-2				~ 7,5 mm	0,13 g	
TKM-1	11,5 mm	5,5 mm	3,0 mm	-	0,12 g	60 g
TKM-2				~ 12,5 mm	0,25 g	
TKL-1	15 mm	6,5 mm	3,5 mm	-	0,25 g	120 g
TKL-2				~ 15,0 mm	0,50 g	



clamps jumelés

Conditionnement :

- Clamp simple ou jumelé, sous conditionnement stérile et unitaire, prêt à l'emploi.
- Livré par boîte de 10 clamps simples ou 10 clamps jumelés.
- Chaque boîte est identifiable par une couleur suivant le type de clamp.

CE 0123