


LIGAMENTOTAXOR

Cas clinique du Pr Ph. Liverneux


SOS MAIN Strasbourg Hôpitaux Universitaires

Homme - 47 ans

Fracture à la base de la première phalange du pouce, main droite.



J0: Mise en place du LIGAMENTOTAXOR. [1] et [2] réalisée en percutané.



NB 1: Utilisation d'une broche de 1,5 mm de \varnothing pliée en "U" légèrement ouvert pour la réalisation d'un cadre stabilisateur.

NB 2: La mise en forte tension, de l'articulation broches et ressorts courbés.

Post opératoire

J1 Le patient peut utiliser sa main et même écrire:

J30 Ablation du fixateur.



<http://www.arex.fr/QRc.php?c=83>

À 5 mois:

Le résultat est excellent:

- Absence de douleur.
- Mobilité et force identique au côté controlatéral.

